

CATÁLOGO DE

PRODUTOS HOSPITALARES

Conforto e tecnologia em colchões,
almofadas, posicionadores e
toalhetes de espuma



Na Mediflex, a prioridade é simples: **fazer bem, sempre.**

Trabalhamos para um setor onde o detalhe importa e a falha não é opção. Em contexto médico e hospitalar, cada decisão tem impacto no conforto, na segurança e na tranquilidade de quem utiliza e de quem confia no produto no dia a dia. É com essa consciência que a Flex2000 desenvolve e produz as soluções Mediflex, com seriedade, consistência e um sentido claro de responsabilidade.

O nosso compromisso está no que não se vê à primeira vista. Está na disciplina do processo, na forma como controlamos cada etapa e na exigência com que tratamos matérias-primas, produção e produto final. Está também na capacidade de ouvir os parceiros, compreender necessidades específicas e responder com soluções ajustadas, sem comprometer aquilo que consideramos essencial: fiabilidade e desempenho ao longo do tempo.

A Flex2000 trabalha para garantir consistência. Que o desempenho se mantenha estável ao longo do tempo, lote após lote, entrega após entrega. Que a qualidade seja um padrão, sustentado por processos bem definidos e por uma equipa preparada. É essa cultura de rigor e melhoria contínua que sustenta a Mediflex.

E quando é preciso demonstrar este nível de exigência, a Flex2000 apoia-se também em referenciais reconhecidos, incluindo **ISO 13485 (dispositivos médicos)**, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001 e ISO 56001, que reforçam a estrutura do nosso sistema de gestão e a disciplina com que trabalhamos.

No fim, a promessa é clara. Oferecer soluções em que se pode confiar, concebidas com conhecimento, produzidas com cuidado e entregues com a responsabilidade que o contexto exige.

A Mediflex existe para apoiar quem cuida e quem é cuidado. Por trás de cada entrega está a responsabilidade de contribuir, de forma concreta, para conforto, segurança e confiança em ambientes onde isso faz toda a diferença.


mediflex®
SOLUÇÕES EM QUE SE PODE CONFIAR



01

COLCHÕES

Pág. 5-42



Anti-Escaras Supra - 6

Utilizado para retardar o surgimento de úlceras de pressão em doentes com risco elevado e muito elevado.

Anti-Escaras Articulado - 10

Utilizado para retardar o surgimento de úlceras de pressão em doentes com risco médio a elevado.

Anti-Escaras Light - 14

Utilizado para retardar o surgimento de úlceras de pressão em doentes com risco baixo/médio.

Hospitalar I - 18

Colchão com aplicação semelhante ao anti-escaras articulado com apoio lateral.

Hospitalar II - 22

Colchão com aplicação semelhante ao Colchão Hospitalar I com melhoria de conforto e maior dissipação da pressão

De Sobreposição - 26

Colchão de complemento a colchão tradicional, mitigando o aparecimento de úlceras de pressão

Articulado I - 30

Colchão concebido para proporcionar conforto e adaptação a camas articuladas.

Standard - 34

Colchão económico para utilização mais comum

Standard Ignífugo - 38

Colchão standard com núcleo de espuma com retardante comprimido a exigente norma inglesa v1

Caixas - 42

02

ALMOFADAS

Pág. 43-45



Conformix Convencional - 45

Conformix Viscoelástico - 45

Convencional - 45

Cervical - 45

03

POSICIONADORES

Pág. 46-52



Apoio de pernas - 47

Apoio lombares e pescoço - 48

Cilindros de posição - 49

Coxins de amortecimento - 50

Dispositivos de posição - 51

Almofadas de posicionamento - 52

04

TOALHETES ESPUMA

Pág. 53



Toalhetes de espuma descartáveis - 53

MEDIFLEX®

COLCHÕES

Os colchões Mediflex foram projetados para oferecer o **máximo de conforto e segurança**, das necessidades específicas do setor da saúde. Desenvolvidos com espumas de alta qualidade para ambientes hospitalares.

Os nossos colchões Anti-escaras são ideais para a prevenção de úlceras de pressão, garantindo o bem-estar dos pacientes.




COLCHÕES

Indicados para doentes com propensão de desenvolvimento de úlceras de pressão.

COLCHÕES

ANTI-ESCARAS SUPRA

O Colchão Anti-Escaras Supra foi desenvolvido para responder às mais exigentes necessidades de conforto, segurança e prevenção de úlceras de pressão, sendo ideal para utilizadores com risco elevado.



Opção: Cantos Recortados

O colchão apresenta a **capa Flexsilk US** (costurada por ultrasons). Poderá ainda ser fornecido com base anti-derrapane.

De forma a garantir uma adaptação segura e funcional ao equipamento clínico, este colchão pode ser fornecido com os cantos recortados.

Este colchão Mediflex inclui forra interior em malha tricot, que minimiza o atrito interno, preserva a integridade da espuma e contribui para uma maior durabilidade do colchão.

Para maior conveniência logística, os colchões são fornecidos em caixa, facilitando o transporte, a mobilidade e a armazenagem.

3 anos de garantia.

Conforto clínico com máxima segurança.

A sua estrutura é composta por uma camada superior de **7 cm de espuma Viscoflex®** com densidade de 85 kg/m³, que proporciona alívio de pressão e conforto prolongado.

Adapta-se perfeitamente à morfologia do corpo, ajudando a prevenir lesões cutâneas causadas por pressão contínua.



A base é constituída por 11 cm de espuma **Plumex® (alta resiliência)** com densidade de 55 (kg/m³), garantindo o suporte necessário e compatibilidade com as camas articuladas.



DESEMPENHO | **Redução de Pressão Média de 30% a 45% (face a um colchão tradicional):**
Favorece a prevenção de úlceras de pressão com redistribuição eficiente do peso corporal.

Adaptação ergonómica à morfologia do utilizador

VANTAGENS | **Capa impermeável e respirável Termoselada por Ultrasons:**
Sem costuras, reduz a possibilidade de infiltrações e o risco de contaminação cruzada.

Forro Interior de malha em tricot.
Minimiza o atrito interno, preservando a integridade da espuma e prolongando a vida útil do colchão.
Facilita a colocação e remoção da Capa Flexsilk US

COLCHÕES

ANTI-ESCARAS SUPRA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÃO [MM]



COMPRIMENTO

1950/1900/1850

LARGURA

900/850/800

ALTURA

180

Outras medidas disponíveis mediante consulta.

COMPOSIÇÃO DO NÚCLEO



BASE

Espuma de poliuretano de Plumex® (HR) com espessura de 11 cm.

CARACTERÍSTICAS

VALOR

UNIDADE

NORMA

Densidade:

55

[kg/m³]

ISO 845

Dureza à compressão (CV40%):

3,5

[kPa]

ISO 3386/I

Fator SAG:

>2,6

SUPERFÍCIE

Espuma Viscoflex® com 7 cm de espessura.

CARACTERÍSTICAS

VALOR

UNIDADE

NORMA

Densidade:

85

[kg/m³]

ISO 845

Dureza à compressão (CV40%):

1,7

[kPa]

ISO 3386/I

CARACTERÍSTICAS DA CAPA



COMPOSIÇÃO

Base: Poliamida

Acabamento: Poliuretano

CARACTERÍSTICAS

VALOR

UNIDADE

NORMA

Gramagem:

280

[g/m²]

Resistência à penetração de água:

>200

[cm]

ISO 1420

Permeabilidade ao vapor de água:

>700

[g/m²/24h]

ADTM 96-66: 1972

Flexibilidade:

200.000

(sem perda)

ISO 5401-1:2011

Reação ao fogo:

Ignifugo

BS 7175:1989
BS 5852

Antibacteriano:

Ultra-Fresh Thomson Research

Outras características

Costura soldadas por ultrassons e fecho protegido por pestana.

CERTIFICAÇÕES



CARACTERÍSTICAS

VALOR

NORMA

Núcleo:

280

OEKO-TEX® Standard 100

Capa:

Classe 1

OEKO-TEX® Standard 100

Marcação CE:

DM Classe 1

EU 745/2017



INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

(ISO/FDIS 3758:2005)

**Recomenda-se a limpeza da capa do colchão com recurso a água e sabão neutro.**

No processo de limpeza e desinfecção apenas deverão ser utilizados os produtos contidos na lista a facultar pelos nossos serviços técnicos, respeitando-se sempre a concentração prescrita. Enxaguar sempre com água após limpeza. caso contrário poderá verificar-se descoloração, enrugamento e perda de resistência do PU (camada superior do tecido). Após lavagem poderá verificar-se um encolhimento da capa. A lavagem poderá reduzir a eficiência do tratamento antibacteriano.



COLCHÕES

Habitualmente utilizado para retardar o surgimento de úlceras de pressão em doentes com risco médio a elevado

COLCHÕES

ANTI-ESCARAS ARTICULADO

O Colchão Anti-Escaras Articulado foi desenvolvido para retardar o surgimento de úlceras de pressão em utilizadores com risco médio a elevado.

A sua estrutura permite adaptação eficaz a camas articuladas, promovendo conforto e redistribuição da pressão, que ajuda a retardar o surgimento de úlceras de pressão.



MD CE



Opção: Cantos Recortados

O colchão apresenta a **capa Flexsilk US** (costurada por ultrasons). Poderá ainda ser fornecido com base anti-derrapane.

De forma a garantir uma adaptação segura e funcional ao equipamento clínico, este colchão pode ser fornecido com os cantos recortados.

Este colchão Mediflex inclui forra interior em malha tricot, que minimiza o atrito interno, preserva a integridade da espuma e contribui para uma maior durabilidade do colchão.

Para maior conveniência logística, os colchões são fornecidos em caixa, facilitando o transporte, a mobilidade e a armazenagem.

3 anos de garantia.

Conforto adaptado à mobilidade do utilizador.

A sua estrutura é composta por uma camada superior de **5 cm de espuma Viscoflex®**, com densidade de 50 kg/m^3 , que proporciona excelente distribuição dos pontos de pressão.

Esta camada adapta-se à morfologia do corpo, ajudando a prevenir lesões cutâneas causadas por pressão contínua.



A base é constituída por 10 cm de **espuma Plumex®** (alta resiliência) com densidade de 30 kg/m^3 , garantindo o suporte necessário e compatibilidade com camas articuladas.



DESEMPENHO

- Redução da pressão estimada:** 15% a 30% (face a um colchão tradicional)
- Distribuição homogénea dos pontos de pressão**
- Adaptação ergonómica à morfologia do utilizador**

VANTAGENS

- Capa impermeável e respirável – Termoselada por Ultrasons:** Sem costuras, reduz a possibilidade de infiltrações e o risco de contaminação cruzada.
- Forro Interior de malha em tricot.** Facilita remoção e colocação da capa Flexsilk, minimizando o atrito interno, preserva a integridade da espuma, e contribui para uma maior durabilidade do colchão

COLCHÕES

ANTI-ESCARAS ARTICULADO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÃO [MM]



COMPRIMENTO

1950/1900/1850

LARGURA

900/850/800

ALTURA

150

Outras medidas disponíveis mediante consulta.

COMPOSIÇÃO DO NÚCLEO



BASE

Espuma de poliuretano de Plumex® (HR) com espessura de 10 cm.

CARACTERÍSTICAS

VALOR

UNIDADE

NORMA

Densidade:

30

[kg/m³]

ISO 845

Dureza à compressão (CV40%):

3,3

[kPa]

ISO 3386/I

Fator SAG:

>2,6

SUPERFÍCIE

Espuma Viscoflex® com 5 cm de espessura.

CARACTERÍSTICAS

VALOR

UNIDADE

NORMA

Densidade:

50

[kg/m³]

ISO 845

Dureza à compressão (CV40%):

1,6

[kPa]

ISO 3386/I

CARACTERÍSTICAS DA CAPA



COMPOSIÇÃO

Base: Poliamida

Acabamento: Poliuretano

CARACTERÍSTICAS

VALOR

UNIDADE

NORMA

Gramagem:

280

[g/m²]

Resistência à penetração de água:

>200

[cm]

ISO 1420

Permeabilidade ao vapor de água:

>700

[g/m²/24h]

ADTM 96-66: 1972

Flexibilidade:

200.000

(sem perda)

ISO 5401-1:2011

Reação ao fogo:

Ignifugo - BS 7175: 1989 Crib 5

Antibacteriano:

Ultra-Fresh Thomson Research

Outras características

Costura soldadas por ultrassons e fecho protegido por pestana.

CERTIFICAÇÕES



CARACTERÍSTICAS

VALOR

NORMA

Toxicidade (núcleo):

OEKO-TEX® Standard 100

Capa:

Classe 1

OEKO-TEX® Standard 100

Marcação CE:

DM Classe 1

EU 745/2017



INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

(ISO/FDIS 3758:2005)

**Recomenda-se a limpeza da capa do colchão com recurso a água e sabão neutro.**

No processo de limpeza e desinfecção apenas deverão ser utilizados os produtos contidos na lista a facultar pelos nossos serviços técnicos, respeitando-se sempre a concentração prescrita. Enxaguar sempre com água após limpeza. caso contrário poderá verificar-se descoloração, enrugamento e perda de resistência do PU (camada superior do tecido). Após lavagem poderá verificar-se um encolhimento da capa. A lavagem poderá reduzir a eficiência do tratamento antibacteriano.




COLCHÕES

Habitualmente utilizado para retardar o surgimento de úlceras de pressão em doentes com risco baixo/médio.

COLCHÕES

ANTI-ESCARAS LIGHT

O Colchão Anti-Escaras Light foi desenvolvido para retardar o surgimento de úlceras de pressão em utilizadores com risco baixo a médio, proporcionando conforto e suporte em contexto hospitalar ou domiciliário.



O colchão apresenta capa técnica impermeável e respirável, adequada às exigências de higiene em ambiente hospitalar.

Ideal para uso clínico, hospitalar ou domiciliar.

Este colchão Mediflex inclui forra interior em **malha tricot**, que minimiza o atrito interno, preserva a integridade da espuma e contribui para uma maior durabilidade do colchão. Para maior conveniência logística, os colchões são fornecidos em caixa, facilitando o transporte, a mobilidade e a armazenagem.

3 anos de garantia.

Conforto clínico para cuidados essenciais.

A sua estrutura é composta por **4 cm de espuma Viscoflex®**, com densidade de 42 kg/m³, que se adapta aos contornos do corpo e contribui para uma distribuição equilibrada da pressão.

Esta camada adapta-se à morfologia do utilizador, ajudando a reduzir pontos de pressão e a melhorar o conforto durante períodos prolongados.



A base é constituída por **8 cm de espuma** com densidade de 28 kg/m³, garantindo firmeza, estabilidade e compatibilidade com camas articuladas.



DESEMPENHO Favorece a prevenção de úlceras de pressão com **redistribuição eficiente do peso corporal**

Compatível com camas articuladas, camas hospitalares e camas elétricas

VANTAGENS **Capa removível e lavável**, com fecho para facilitar a higienização
Forro Interior de malha em tricot. Facilita remoção e colocação da capa Flexsilk, minimizando o atrito interno, preserva a integridade da espuma, e contribui para uma maior durabilidade do colchão

COLCHÕES

ANTI-ESCARAS LIGHT
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÃO [MM]



COMPRIMENTO

1950/1900/1850

LARGURA

900/850/800

ALTURA

120

Outras medidas disponíveis mediante consulta.

COMPOSIÇÃO
DO NÚCLEO

BASE

Espuma de poliuretano com espessura de 8 cm.

CARACTERÍSTICAS

VALOR

UNIDADE

NORMA

Densidade:

28

[kg/m³]

ISO 845

Dureza à compressão
(CV40%):

3,5

[kPa]

ISO 3386/I

Fator SAG:

>2,6

SUPERFÍCIE

Espuma Viscoflex® com 4 cm de espessura.

CARACTERÍSTICAS

VALOR

UNIDADE

NORMA

Densidade:

42

[kg/m³]

ISO 845

Dureza à compressão
(CV40%):

1,6

[kPa]

ISO 3386/I

CARACTERÍSTICAS
DA CAPA

COMPOSIÇÃO

Base: Poliamida

Acabamento: Poliuretano

CARACTERÍSTICAS

VALOR

UNIDADE

NORMA

Gramagem:

230

[g/m²]Resistência à penetração
de água:

>200

[cm]

ISO 1420

Permeabilidade ao
vapor de água:

>600

[g/m²/24h]

ADTM 96-66: 1972

Flexibilidade:

200.000

(sem perda)

ISO 5401-1:2011

Reação ao fogo:

Ignifugo - BS 7175:
1989 Crib 5

Antibacteriano:

Ultra-Fresh Thomson Research

Outras
características

Costura por pontos e fecho protegido por pestana

CERTIFICAÇÕES



CARACTERÍSTICAS

VALOR

NORMA

Núcleo:

OEKO-TEX® Standard 100

Capa:

Classe 1

OEKO-TEX® Standard 100

Marcação CE:

DM Classe 1

EU 745/2017

INSTRUÇÕES
DE LIMPEZA

(ISO/FDIS 3758:2005)

**Recomenda-se a limpeza da capa do colchão com recurso a água e sabão neutro.**

No processo de limpeza e desinfecção apenas deverão ser utilizados os produtos contidos na lista a facultar pelos nossos serviços técnicos, respeitando-se sempre a concentração prescrita. Enxaguar sempre com água após limpeza. caso contrário poderá verificar-se descoloração, enrugamento e perda de resistência do PU (camada superior do tecido). Após lavagem poderá verificar-se um encolhimento da capa. A lavagem poderá reduzir a eficiência do tratamento antibacteriano.



COLCHÕES

Colchão com aplicação
semelhante ao anti-escaras
articulado com apoio lateral

COLCHÕES

HOSPITALAR I

O Colchão Hospitalar I ajuda na prevenção de úlceras por pressão em utilizadores acamados com **risco moderado a elevado**, sendo indicado para **ambientes hospitalares e contextos de cuidados gerais**.

A superfície viscoelástica anatómica, com **3 zonas de conforto**, promove uma adaptação equilibrada ao corpo e uma distribuição eficaz da pressão.



Opção: Cantos Recortados

A sua estrutura combina uma camada superior de espuma Viscoflex® densidade de 50 kg/m³, que ajuda a reduzir os pontos de pressão, com uma base de espuma HR Plumex® com densidade de 35 kg/m³, garantindo **suporte firme, durabilidade e compatibilidade com camas articuladas**.

De forma a garantir uma adaptação segura e funcional ao equipamento clínico, este colchão pode ser fornecido com os cantos recortados. Este colchão Mediflex inclui forra interior em malha tricôt, que minimiza o atrito interno, preserva a integridade da espuma e contribui para uma maior durabilidade do colchão. Para maior conveniência logística, os colchões são fornecidos em caixa, facilitando o transporte, a mobilidade e a armazenagem.

3 anos de garantia.

Prevenção eficaz de úlceras por pressão.

A camada superior é composta por 6 cm de espuma viscoelástica Viscoflex®, com densidade de 50 kg/m³, que se adapta à morfologia do utilizador e contribui para uma redistribuição eficiente da pressão corporal.

A superfície anatômica em 3 zonas de conforto melhora a adaptação ao corpo e favorece o alívio dos pontos de pressão, proporcionando maior conforto durante períodos prolongados.



A base é constituída por 9 cm de espuma HR Plumex® D35, garantindo suporte firme, estabilidade e elevada durabilidade, mesmo em utilização hospitalar frequente e em camas articuladas.



DESEMPENHO Redução de pressão estimada: 15% a 30% (face a um colchão tradicional)
Indicado para utilizadores com risco moderado a elevado de úlceras por pressão
Hospitais e cuidados gerais

VANTAGENS Base HR Plumex® D35: suporte firme e duradouro
Compatível com camas articuladas
Capa impermeável, respirável e lavável, adequada a ambientes hospitalares
Forro Interior de malha em tricot. Facilita remoção e colocação da capa Flexsilk, minimizando o atrito interno, preserva a integridade da espuma, e contribui para uma maior durabilidade do colchão

COLCHÕES

HOSPITALAR I

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÃO [MM]



COMPRIMENTO

1950/1900/1850

LARGURA

900/850/800

ALTURA

150

Outras medidas disponíveis mediante consulta.

COMPOSIÇÃO DO NÚCLEO



BASE

Espuma de poliuretano de Plumex® (HR) com espessura de 9 cm.

CARACTERÍSTICAS

VALOR

UNIDADE

NORMA

Densidade:

35

[kg/m³]

ISO 845

Dureza à compressão (CV40%):

3,9

[kPa]

ISO 3386/I

Fator SAG:

>2,6

SUPERFÍCIE

Espuma Viscoflex® com 6 cm de espessura.

CARACTERÍSTICAS

VALOR

UNIDADE

NORMA

Densidade:

50

[kg/m³]

ISO 845

Dureza à compressão (CV40%):

1,6

[kPa]

ISO 3386/I

CARACTERÍSTICAS DA CAPA



COMPOSIÇÃO

Base: Poliamida

Acabamento: Poliuretano

CARACTERÍSTICAS

VALOR

UNIDADE

NORMA

Gramagem:

280

[g/m²]

Resistência à penetração de água:

>200

[cm]

ISO 1420

Permeabilidade ao vapor de água:

>700

[g/m²/24h]

ADTM 96-66: 1972

Flexibilidade:

200.000

(sem perda)

ISO 5401-1:2011

Reação ao fogo:

Ignifugo - BS 7175: 1989 Crib 5

BS 7175:1989

Antibacteriano:

Ultra-Fresh Thomson Research

Outras características

Costura soldadas por ultrassons e fecho protegido por pestana.

CERTIFICAÇÕES



CARACTERÍSTICAS

VALOR

NORMA

Núcleo:

OEKO-TEX® Standard 100

Capa:

Classe 1

OEKO-TEX® Standard 100

Marcação CE:

DM Classe 1

EU 745/2017



INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

(ISO/FDIS 3758:2005)

**Recomenda-se a limpeza da capa do colchão com recurso a água e sabão neutro.**

No processo de limpeza e desinfecção apenas deverão ser utilizados os produtos contidos na lista a facultar pelos nossos serviços técnicos, respeitando-se sempre a concentração prescrita. Enxaguar sempre com água após limpeza. caso contrário poderá verificar-se descoloração, enrugamento e perda de resistência do PU (camada superior do tecido). Após lavagem poderá verificar-se um encolhimento da capa. A lavagem poderá reduzir a eficiência do tratamento antibacteriano.



COLCHÕES

Colchão com aplicação semelhante ao Hospitalar I com melhoria de conforto e maior dissipação da pressão

COLCHÕES

HOSPITALAR II

O Colchão Hospitalar II ajuda na prevenção de úlceras por pressão em utilizadores acamados com **risco elevado a muito elevado**, sendo indicado para **cuidados intensivos ou situações prolongadas**.

A sua superfície viscoelástica anatómica, com **3 zonas de conforto**, promove uma adaptação equilibrada ao corpo e uma distribuição eficaz da pressão.



MD CE



Opção: Cantos Recortados

A sua estrutura combina uma camada superior de espuma viscoelástica Viscoflex® densidade 85 kg/m³, que favorece a redução dos pontos de pressão, com uma base de espuma HR Plumex® densidade 35 kg/m³, garantindo **estabilidade estrutural, durabilidade e compatibilidade com camas articuladas**.

De forma a garantir uma adaptação segura e funcional ao equipamento clínico, este colchão pode ser fornecido com os cantos recortados.

Este colchão Mediflex inclui forra interior em malha tricot, que minimiza o atrito interno, preserva a integridade da espuma e contribui para uma maior durabilidade do colchão.

Para maior conveniência logística, os colchões são fornecidos em caixa, facilitando o transporte, a mobilidade e a armazenagem.

3 anos de garantia.

Máxima redistribuição da pressão corporal.

A camada superior é composta por **6 cm de espuma viscoelástica Viscoflex®**, com densidade de 85 kg/m^3 , que se adapta aos contornos do corpo e contribui para uma redistribuição eficiente da pressão.

A superfície anatômica em **3 zonas de conforto** melhora a adaptação à morfologia do utilizador e favorece o alívio dos pontos de pressão durante períodos prolongados.



A base é constituída por **9 cm de espuma HR Plumex®** densidade 35 kg/m^3 , proporcionando suporte firme, estabilidade e elevada durabilidade, mesmo em contextos exigentes.



DESEMPENHO Redução de pressão estimada: 30% a 45% (face a um colchão tradicional)

Indicado para utilizadores com risco elevado a muito elevado de úlceras por pressão

Cuidados intensivos e prolongados

VANTAGENS Base HR Plumex® D35: suporte firme e duradouro

Compatível com camas articuladas

Capa impermeável, respirável e lavável, adequada a ambientes hospitalares

Forro Interior de malha em tricot. Facilita remoção e colocação da capa Flexsilk, minimizando o atrito interno, preserva a integridade da espuma, e contribui para uma maior durabilidade do colchão

COLCHÕES

HOSPITALAR II

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÃO [MM]	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	Outras medidas disponíveis mediante consulta.
	1950/1900/1850	900/850/800	150	

COMPOSIÇÃO DO NÚCLEO



BASE *Espuma de poliuretano de Plumex® (HR) com espessura de 9 cm.*

CARACTERÍSTICAS	VALOR	UNIDADE	NORMA
Densidade:	35	[kg/m3]	ISO 845
Dureza à compressão (CV40%):	3,9	[kPa]	ISO 3386/I
Fator SAG:	>2,6		

SUPERFÍCIE *Espuma Viscoflex® com 6 cm de espessura.*

CARACTERÍSTICAS	VALOR	UNIDADE	NORMA
Densidade:	85	[kg/m3]	ISO 845
Dureza à compressão (CV40%):	1,7	[kPa]	ISO 3386/I

CARACTERÍSTICAS DA CAPA



COMPOSIÇÃO *Base: Poliamida Acabamento: Poliuretano*

CARACTERÍSTICAS	VALOR	UNIDADE	NORMA
Gramagem:	280	[g/m2]	
Resistência à penetração de água:	>200	[cm]	ISO 1420
Permeabilidade ao vapor de água:	>700	[g/m2/24h]	ADTM 96-66: 1972
Flexibilidade:	200.000	(sem perda)	ISO 5401-1:2011
Reação ao fogo:	Ignifugo - BS 7175: 1989 Crib 5		BS 7175:1989

Antibacteriano: Ultra-Fresh Thomson Research

Outras características: Costura soldadas por ultrassons e fecho protegido por pestana.

CERTIFICAÇÕES



CARACTERÍSTICAS	VALOR	NORMA
Núcleo:		OEKO-TEX® Standard 100
Capa:	Classe 1	OEKO-TEX® Standard 100
Marcação CE:	DM Classe 1	EU 745/2017



INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

(ISO/FDIS 3758:2005)



Recomenda-se a limpeza da capa do colchão com recurso a água e sabão neutro.

No processo de limpeza e desinfecção apenas deverão ser utilizados os produtos contidos na lista a facultar pelos nossos serviços técnicos, respeitando-se sempre a concentração prescrita. Enxaguar sempre com água após limpeza. caso contrário poderá verificar-se descoloração, enrugamento e perda de resistência do PU (camada superior do tecido). Após lavagem poderá verificar-se um encolhimento da capa. A lavagem poderá reduzir a eficiência do tratamento antibacteriano.



COLCHÕES

Colchão de complemento a colchão tradicional, mitigando o aparecimento de úlceras de pressão

COLCHÕES

DE SOBREPOSIÇÃO

O Colchão de Sobreposição Viscoflex® D50 ou D85 foi desenvolvido para proporcionar **conforto adicional e alívio eficaz da pressão**, sendo indicado para utilizadores acamados por períodos médios a prolongados que necessitam de prevenção de úlceras por pressão em complemento ao colchão existente.



MD CE

O núcleo em espuma viscoelástica Viscoflex® adapta-se à morfologia do corpo, **reduzindo pontos de compressão e aumentando o conforto** durante períodos prolongados de permanência na cama.

Leve, fácil de manusear e higienizar, o sobrecolchão é uma solução prática para um melhor desempenho de colchões existentes.

A sua capa Flexsilk US, termoselada por ultrassons e sem costuras visíveis, contribui para **reduzir a fricção, melhorar a higiene e facilitar o controlo de infeções** em ambiente clínico.

3 anos de garantia.

Alívio adicional da pressão corporal.

O núcleo em espuma Viscoflex® adapta-se progressivamente aos contornos do corpo, ajudando a reduzir pontos de pressão e melhorar o conforto do utilizador, estando disponível nas versões Viscoflex® densidade 50 kg/m³ e Viscoflex® densidade 85 kg/m³.

Desenvolvido para utilização sobre colchões base, o sobrecolchão melhora a redistribuição da pressão e aumenta o conforto em períodos prolongados de permanência na cama.



DESEMPENHO **Viscoflex® D50**
Conforto: Standard, com alívio eficaz da pressão

Viscoflex® D85
Conforto: Superior, com maior dissipação de pressão

VANTAGENS **Alívio de pressão imediato**
Adaptação ergonómica ao corpo
Ideal para complementar colchões existentes
Compatível com diferentes superfícies de apoio
Forro Interior de malha em tricot.
Facilita remoção e colocação da capa Flexsilk, minimizando o atrito interno, preserva a integridade da espuma, e contribui para uma maior durabilidade do colchão

COLCHÕES

DE SOBREPOSIÇÃO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÃO [MM]	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	Outras medidas disponíveis mediante consulta.
	1950/1900/1850	900/850/800	50/60/70	

COMPOSIÇÃO DO NÚCLEO



BASE D50 <i>Espuma Viscoflex® com 5 cm a 7 cm de espessura.</i>			
CARACTERÍSTICAS	VALOR	UNIDADE	NORMA
Densidade:	50	[kg/m3]	ISO 845
Dureza à compressão (CV40%):	1,6	[kPa]	ISO 3386/I
BASE D85 <i>Espuma Viscoflex® com 5,0 cm a 7,0 cm de espessura.</i>			
CARACTERÍSTICAS	VALOR	UNIDADE	NORMA
Densidade:	85	[kg/m3]	ISO 845
Dureza à compressão (CV40%):	1,7	[kPa]	ISO 3386/I

CARACTERÍSTICAS DA CAPA



COMPOSIÇÃO <i>Base: Poliamida Acabamento: Poliuretano</i>			
CARACTERÍSTICAS	VALOR	UNIDADE	NORMA
Gramagem:	280	[g/m2]	
Resistência à penetração de água:	>200	[cm]	ISO 1420
Permeabilidade ao vapor de água:	>700	[g/m2/24h]	ADTM 96-66: 1972
Flexibilidade:	200.000	(sem perda)	ISO 5401-1:2011
Reação ao fogo:	Ignifugo - BS 7175: 1989 Crib 5		BS 7175:1989
Antibacteriano:	Ultra-Fresh Thomson Research		
Outras características	Costura soldadas por ultrassons e fecho protegido por pestana.		

CERTIFICAÇÕES



CARACTERÍSTICAS	VALOR	NORMA
Núcleo:		OEKO-TEX® Standard 100
Capa:	Classe 1	OEKO-TEX® Standard 100
Marcação CE:	DM Classe 1	EU 745/2017



INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

(ISO/FDIS 3758:2005)



Recomenda-se a limpeza da capa do colchão com recurso a água e sabão neutro.
No processo de limpeza e desinfecção apenas deverão ser utilizados os produtos contidos na lista a facultar pelos nossos serviços técnicos, respeitando-se sempre a concentração prescrita. Enxaguar sempre com água após limpeza. caso contrário poderá verificar-se descoloração, enrugamento e perda de resistência do PU (camada superior do tecido). Após lavagem poderá verificar-se um encolhimento da capa. A lavagem poderá reduzir a eficiência do tratamento antibacteriano.



COLCHÕES

Colchão concebido para
proporcionar conforto e
adaptação camas articuladas

COLCHÕES

ARTICULADO I

O Colchão Articulado I foi desenvolvido para proporcionar conforto funcional em camas articuladas, sendo indicado para utilizadores com **baixo risco de desenvolvimento de úlceras por pressão** em contextos hospitalares ou domiciliários.

A sua estrutura adapta-se aos movimentos da cama articulada, garantindo estabilidade, suporte e conforto durante a utilização.



O núcleo em espuma HR Plumex® densidade de 35 kg/m³ assegura suporte firme e duradouro, compatível com camas articuladas. A superfície com formas definidas **favorece a circulação de ar e melhora o conforto.**

A capa Flexsilk, impermeável e respirável, é fácil de higienizar e resistente ao desgaste, ideal para ambientes com elevados requisitos de higiene.

Para maior conveniência logística, os colchões são fornecidos em caixa, facilitando o transporte, a mobilidade e a armazenagem.

3 anos de garantia.

Conforto funcional para camas articuladas.

O núcleo em espuma HR Plumex® densidade 35kg/m³ proporciona suporte firme e duradouro, garantindo estabilidade durante a utilização em camas articuladas.

A estrutura do colchão acompanha os movimentos da cama articulada, mantendo o conforto e o suporte ao longo das diferentes posições.



A superfície com formas definidas favorece a circulação de ar e contribui para melhorar o conforto durante períodos prolongados de utilização.



DESEMPENHO Suporte estável para camas articuladas

Adaptação aos movimentos da cama

Conforto adequado para utilização frequente

VANTAGENS Compatível com camas articuladas elétricas ou manuais

Elevada resistência ao desgaste em ambientes hospitalares

COLCHÕES

ARTICULADO I

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÃO [MM]	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	Outras medidas disponíveis mediante consulta.
	1950/1900/1850	900/850/800	120/150	

COMPOSIÇÃO DO NÚCLEO	BASE D35 <i>Espuma de poliuretano de Plumex® (CMHR) com espessura de 12 cm a 15 cm.</i>			
	CARACTERÍSTICAS	VALOR	UNIDADE	NORMA
	Densidade:	35	[kg/m3]	ISO 845
	Dureza à compressão (CV40%):	3,4	[kPa]	ISO 3386/I

CARACTERÍSTICAS DA CAPA



COMPOSIÇÃO

Base: Poliamida

Acabamento: Poliuretano

CARACTERÍSTICAS	VALOR	UNIDADE	NORMA
Gramagem:	230	[g/m2]	
Resistência à penetração de água:	>200	[cm]	ISO 1420
Permeabilidade ao vapor de água:	>600	[g/m2/24h]	ADTM 96-66: 1972
Flexibilidade:	200.000	(sem perda)	ISO 5401-1:2011
Reação ao fogo:	Ignifugo - BS 7175: 1989 Crib 5		BS 7175:1989
Antibacteriano:	Ultra-Fresh Thomson Research		
Outras características	Costura por pontos e fecho protegido por pestana.		

CERTIFICAÇÕES	CARACTERÍSTICAS	VALOR	NORMA	
	Núcleo:		OEKO-TEX® Standard 100	
	Capa:	Classe I	OEKO-TEX® Standard 100	

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA	Recomenda-se a limpeza da capa do colchão com recurso a água e sabão neutro. No processo de limpeza e desinfecção apenas deverão ser utilizados os produtos contidos na lista a facultar pelos nossos serviços técnicos, respeitando-se sempre a concentração prescrita. Enxaguar sempre com água após limpeza, caso contrário poderá verificar-se descoloração, enrugamento e perda de resistência do PU (camada superior do tecido). Após lavagem poderá verificar-se um encolhimento da capa. A lavagem poderá reduzir a eficiência do tratamento antibacteriano.			
(ISO/FDIS 3758:2005)				
	    			

Sobre os valores acima apresentados aplicam-se as respectivas tolerâncias (consultar fichas técnica de cada produto)

COLCHÕES

Colchão económico para
utilização mais comum

COLCHÕES

STANDARD

O Colchão Standard é uma solução prática para cuidados de menor exigência clínica, indicado para utilizadores com mobilidade reduzida ou em repouso temporário, em contextos com menor risco clínico



O núcleo em espuma convencional de 26 kg/m³ ou 30 kg/m³ proporciona **conforto básico e suporte estável**, sendo adequado para utilizações de curta a média duração.

Compatível com camas articuladas, adapta-se aos movimentos da cama e mantém o conforto do utilizador.

A capa Flexsilk, impermeável e respirável, é fácil de higienizar e resistente ao desgaste, ideal para ambientes com elevados requisitos de higiene.

A sua **estrutura leve e funcional garante boa durabilidade** em contextos de utilização moderada, sendo uma solução acessível e prática para cuidados domiciliários ou institucionais.

Conforto essencial para cuidados básicos.

Núcleo em espuma convencional de densidade 26 kg/m³ ou 30 kg/m³, que proporciona suporte estável e conforto básico.

Compatível com camas articuladas, adaptando-se aos movimentos da cama e mantendo o conforto do utilizador.



Estrutura leve e funcional, adequada para utilizações de curta a média duração.



DESEMPENHO Suporte estável
Boa durabilidade em uso moderado

VANTAGENS Opção acessível da gama Mediflex
Conforto essencial para cuidados domiciliários ou institucionais
Fácil de manusear, instalar e limpar
Ideal para ambientes com menor exigência técnica

COLCHÕES

STANDARD
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÃO [MM]



COMPRIMENTO

1950/1900/1850

LARGURA

900/850/800

ALTURA

100 a 150

Outras medidas disponíveis mediante consulta.

COMPOSIÇÃO
DO NÚCLEO

BASE D26

Espuma de poliuretano com espessura de 10 a 15 cm.

CARACTERÍSTICAS

VALOR

UNIDADE

NORMA

Densidade:

26

[kg/m³]

ISO 845

Dureza à compressão (CV40%):

4,7

[kPa]

ISO 3386/I

BASE D30

Espuma de poliuretano com espessura de 10 a 15 cm.

CARACTERÍSTICAS

VALOR

UNIDADE

NORMA

Densidade:

30

[kg/m³]

ISO 845

Dureza à compressão (CV40%):

3,7

[kPa]

ISO 3386/I

CARACTERÍSTICAS
DA CAPA

COMPOSIÇÃO

Base: Poliamida

Acabamento: Poliuretano

CARACTERÍSTICAS

VALOR

UNIDADE

NORMA

Gramagem:

230

[g/m²]

Resistência à penetração de água:

>200

[cm]

ISO 1420

Permeabilidade ao vapor de água:

>600

[g/m²/24h]

ADTM 96-66: 1972

Flexibilidade:

200.000

(sem perda)

ISO 5401-1:2011

Reação ao fogo:

Ignifugo - BS 7175:
1989 Crib 5

BS 7175:1989

Antibacteriano:

Ultra-Fresh Thomson Research

Outras características

Costura por pontos e fecho protegido por pestana.

CERTIFICAÇÕES



CARACTERÍSTICAS

VALOR

NORMA

Núcleo:

OEKO-TEX® Standard 100

Capa:

Classe I

OEKO-TEX® Standard 100

INSTRUÇÕES
DE LIMPEZA

(ISO/FDIS 3758:2005)

**Recomenda-se a limpeza da capa do colchão com recurso a água e sabão neutro.**

No processo de limpeza e desinfecção apenas deverão ser utilizados os produtos contidos na lista a facultar pelos nossos serviços técnicos, respeitando-se sempre a concentração prescrita. Enxaguar sempre com água após limpeza. caso contrário poderá verificar-se descoloração, enrugamento e perda de resistência do PU (camada superior do tecido). Após lavagem poderá verificar-se um encolhimento da capa. A lavagem poderá reduzir a eficiência do tratamento antibacteriano.



COLCHÕES

Colchão standard com núcleo de espuma com retardante comprimido a exigente norma inglesa BS 5852

COLCHÕES

STANDARD IGNÍFUGO

O Colchão Standard Ignifugo foi desenvolvido para ambientes com elevados requisitos de segurança contra incêndio, sendo indicado para instituições, unidades hospitalares, centros de reabilitação e serviços psiquiátricos.



O núcleo em espuma CMHR Plumex® densidade 35 kg/m³, com tratamento retardante de chama, oferece **suporte fiável e conforto consistente mesmo em contextos de utilização exigentes.**

O colchão apresenta **comportamento ignifugo testado, cumprindo a norma britânica de combustibilidade (Crib 5 / BS 5852)**, sendo adequado assim para ambientes com regulamentação rigorosa de segurança.

A sua estrutura resistente **garante conforto duradouro e desempenho fiável** em contextos onde a proteção e a conformidade com standards internacionais são essenciais.

Proteção extra para ambientes exigentes.

Núcleo em espuma CMHR Plumex®
densidade 35 kg/m³, espuma de **alta
resiliência com tratamento retardante de
chama.**

Comportamento **ignífugo testado**,
cumprindo a norma britânica de
combustibilidade (Crib 5 / BS 5852).



Estrutura leve e funcional,
adequada para utilizações de
curta a média duração.



- DESEMPENHO
- Segurança contra incêndio
- Suporte fiável
- Conforto duradouro

- VANTAGENS
- Elevado desempenho em
segurança contra incêndio
- Estrutura resistente para
utilização intensiva
- Solução fiável para ambientes
de risco acrescido
- Conformidade com standards
internacionais de proteção
passiva

COLCHÕES

STANDARD IGNÍFUGO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÃO [MM]	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	Outras medidas disponíveis mediante consulta.
	1950/1900/1850	900/850/800	100/120	

COMPOSIÇÃO DO NÚCLEO 	BASE	Espuma de poliuretano de Plumex® (CMHR) com espessura de 10 cm a 12 cm.		
	CARACTERÍSTICAS	VALOR	UNIDADE	NORMA
	Densidade:	35	[kg/m3]	ISO 845
	Dureza à compressão (CV40%):	3,9	[kPa]	ISO 3386/I

CARACTERÍSTICAS DA CAPA



COMPOSIÇÃO

Base: Poliamida

Acabamento: Poliuretano

CARACTERÍSTICAS	VALOR	UNIDADE	NORMA
Gramagem:	230	[g/m2]	
Resistência à penetração de água:	>200	[cm]	ISO 1420
Permeabilidade ao vapor de água:	>600	[g/m2/24h]	ADTM 96-66: 1972
Flexibilidade:	200.000	(sem perda)	ISO 5401-1:2011
Reação ao fogo:	Ignífugo - BS 7175: 1989 Crib 5		BS 7175:1989
Antibacteriano:	Ultra-Fresh Thomson Research		
Outras características	Costura por pontos e fecho protegido por pestana.		

CERTIFICAÇÕES	CARACTERÍSTICAS	VALOR	NORMA	
	Núcleo:		OEKO-TEX® Standard 100	
	Toxicidade (capa):	Classe I	OEKO-TEX® Standard 100	

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA	Recomenda-se a limpeza da capa do colchão com recurso a água e sabão neutro. No processo de limpeza e desinfeção apenas deverão ser utilizados os produtos contidos na lista a facultar pelos nossos serviços técnicos, respeitando-se sempre a concentração prescrita. Enxaguar sempre com água após limpeza, caso contrário poderá verificar-se descoloração, enrugamento e perda de resistência do PU (camada superior do tecido). Após lavagem poderá verificar-se um encolhimento da capa. A lavagem poderá reduzir a eficiência do tratamento antibacteriano.
(ISO/FDIS 3758:2005)	
	

Sobre os valores acima apresentados aplicam-se as respectivas tolerâncias (consultar fichas técnica de cada produto)

MEDIFLEX®

CAIXAS

Os colchões MEDIFLEX® são cuidadosamente comprimidos e embalados em caixa, facilitando o transporte, o manuseamento e o armazenamento, sem comprometer o seu desempenho ou qualidade.

Cada caixa inclui um QR Code com um manual de boas práticas e todas as instruções necessárias para a correta abertura e recuperação do produto. O colchão pode ser utilizado de imediato, mas recomendamos um **período de até 48 horas para garantir a recuperação total** da sua forma e propriedades.



ABRIR
UNBOX



DESENROLAR
UNROLL



DESCOMPRIIR
UNWIND



DESEMBALAR
UNWRAP

MEDIFLEX®

ALMOFADAS

Conforto terapêutico. Indicado para utilizadores em permanência prolongada, tanto em contexto hospitalar como domiciliário, com necessidade de conforto.

Desenvolvidas com técnicos especializados concebidas para promover conforto e suporte de apoio.



Dois tipos de núcleo disponíveis:

O revestimento utiliza **forras ignifugas** em conformidade com as normas de segurança contra incêndio, oferecendo uma solução resistente e duradoura. Além disso, é higiênico e permite uma manutenção simples.

VISCOFLEX®

Alívio de pressão avançado, ideal para situações de maior exigência clínica normalmente utilizado para a prevenção de úlceras de pressão

ESPUMA SUPER SOFT

Opção mais económica, com bom nível de conforto para utilizações menos exigentes

VANTAGENS

Solução ergonómica e adaptável a diferentes contextos.

Materiais seleccionados segundo critérios de higiene, durabilidade e eficiência económica.

Disponível em várias configurações e dimensões.



ALMOFADAS



ALMOFADA DE CONFORMIX CONVENCIONAL

 DIMENSÕES (MM)


Comprimento: 500/600 | Largura: 400/450 | Espessura: 120

 COMPOSIÇÃO DO NÚCLEO

Conformix Convencional.

 CAPA

Forra Flexsilk Branco ou Azul, disponível em versão fechada ou com fecho (amovível para lavagem).



ALMOFADA DE CONFORMIX VISCOELÁSTICO

 DIMENSÕES (MM)

Comprimento: 500/600 | Largura: 400/450 | Espessura: 120

 COMPOSIÇÃO DO NÚCLEO

Conformix Viscoelástico.

Opção: Conformix Plus (Visco + fibra)

 CAPA

Forra Flexsilk Branco ou Azul, disponível em versão fechada ou com fecho (amovível para lavagem).



ALMOFADA CONVENCIONAL

 DIMENSÕES (MM)

Comprimento: 500/600 | Largura: 400/450 | Espessura: 120

 COMPOSIÇÃO DO NÚCLEO

Espuma Viscoflex D50 ou SuperSoft 23RSS.

 CAPA

Forra Flexsilk Branco ou Azul com fecho (amovível para lavagem)



ALMOFADA CERVICAL

 DIMENSÕES (MM)

Comprimento: 500/600 | Largura: 400/450 | Espessura: 120

 COMPOSIÇÃO DO NÚCLEO

Espuma Viscoflex D50 ou SuperSoft 23RSS.

 CAPA

Forra Flexsilk Branco ou Azul com fecho (amovível para lavagem)

MEDIFLEX®

POSICIONADORES

Conforto terapêutico. Indicado para utilizadores em **permanência prolongada**, tanto em contexto hospitalar como domiciliário, com necessidade de conforto.

Desenvolvidos por **técnicos especializados**, os posicionadores proporcionam **conforto e apoio**, melhorando a posição do utilizador e prevenindo desconfortos pela imobilização.



POSICIONADORES

APOIOS DE PERNAS

Situações de cirurgia, pós-operatório ou outras condições em que a posição do corpo influencia diretamente a recuperação.



Apoio de pernas alto - Ref. 007



Apoio de pernas especial - Ref. 008

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Mantém as pernas numa posição elevada e estável
- Promove elevação ligeira da anca, favorecendo o alinhamento postural
- Permite redistribuir parte do peso corporal pelas pernas, reduzindo a pressão na zona abdominal e lombar
- Adaptado para uso prolongado em cama ou poltrona
- Forra Flexsilk Branco ou Azul com fecho (amovível para lavagem)

VANTAGENS

- Melhoria do conforto geral em situações clínicas específicas
- Redução da tensão abdominal em casos de hérnia
- Apoio ergonómico, leve e fácil de posicionar
- Revestimento técnico de fácil limpeza e manutenção

POSICIONADORES

APOIO LOMBARES E PESCOÇO


Situações de cirurgia, pós-operatório ou outras condições em que a posição do corpo influencia diretamente a recuperação.



Apoio Lombar Esquerdo ou Direito I - Ref. 009 | Dimensões: 60x30/12x12cm



Apoio de pescoço I - Ref. 011 | Dimensões: 50x32x18cm



Apoio de pescoço II - Ref. 012 | Dimensões: 50x16x9cm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Desenvolvidos para minimizar a pressão sobre zonas sensíveis ou intervencionadas

Contribuem para uma posição corporal adequada, melhorando a eficácia do repouso

Modelos com boa durabilidade e resistência ao uso continuado

Grande parte dos apoios é leve e fácil de transportar, permitindo utilização em diferentes ambientes (hospitalar, domiciliário, institucional)

Forra Flexsilk Branco ou Azul com fecho (amovível para lavagem)

VANTAGENS

Prevenção de desconforto e complicações associadas a má postura no leito

Adaptáveis a diferentes zonas do corpo: cabeça, pernas, calcanhares, região lombar, etc.

Revestimentos técnicos, laváveis e resistentes

Suporte essencial para cuidados prolongados ou intensivos

POSICIONADORES

CILINDROS DE POSIÇÃO

Fisioterapia, cuidados prolongados e posicionamento terapêutico em diversas zonas do corpo, como cabeça, pescoço, pernas ou região lombar.



3/4 de Cilindro - Ref. 014 | Dimensões: 60x15x11cm
(outras medidas disponíveis por consulta)



Cilindro de posição - Ref. 013 | Dimensões: 60x15x15cm
(outras medidas disponíveis por consulta)

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Formato cilíndrico, adaptável a diferentes áreas anatómicas
- Utilizados para promover alinhamento postural e conforto
- Frequentemente aplicados em sessões de fisioterapia e reabilitação
- Leves, fáceis de transportar e posicionar
- Forra Flexsilk Branco ou Azul com fecho (amovível para lavagem)

VANTAGENS

- Apoio eficaz em tratamentos clínicos e terapêuticos
- Contribuem para a redução da tensão muscular e articular
- Revestimento técnico, lavável e resistente
- Disponíveis em vários diâmetros e comprimentos

POSICIONADORES

COXINS DE AMORTECIMENTO

Indicado para utilizadores com lesões nos discos intervertebrais, patologias da coluna dorsal ou necessidade de suporte adicional ao tronco, especialmente em cadeiras de rodas ou posições sentadas prolongadas.



Ref. 018 | Dimensões: 42x42x8cm | Nucleo composto por viscoelástica + Plumex HR D35

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Proporcionam apoio anatómico ao tronco, mesmo em situações de dor
- Corrigem a falta de suporte lombar em cadeiras e poltronas
- Desenvolvidos para aliviar a pressão no cóccix e região lombar
- Estimulam a circulação sanguínea e reduzem o risco de úlceras por pressão
- Forra Flexsilk Branco ou Azul com fecho (amovível para lavagem)

VANTAGENS

- Conforto terapêutico durante longos períodos sentado
- Prevenção de dores lombares e desconforto postural
- Leves, portáteis e de fácil colocação
- Revestimentos técnicos de fácil limpeza e elevada durabilidade

POSICIONADORES

DISPOSITIVOS DE POSIÇÃO


Indicado para uso em ambientes clínicos como salas de raio-X, centros cirúrgicos e unidades de diagnóstico, onde o posicionamento estável e confortável do paciente é essencial para a precisão dos procedimentos.



Anel de proteção - Ref.021 | Dimensão: 20/8x4cm
(outras medidas disponíveis por consulta)



Rodela de proteção - Ref. 022 | Dimensão: 22x22x5cm
(outras medidas disponíveis por consulta)



Cunha - Ref. 020 | Dimensão: 36x24x7/1cm
(outras medidas disponíveis por consulta)

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Garantem imobilização segura e confortável
- Minimizam movimentos involuntários que afetam resultados
- Adaptam-se a diferentes regiões anatômicas e posições
- Superfícies resistentes, laváveis e compatíveis com protocolos hospitalares
- Forra Flexsilk Branco ou Azul com fecho (amovível para lavagem)

VANTAGENS

- Aumento da qualidade de imagem e precisão cirúrgica
- Conforto prolongado para o paciente, mesmo em procedimentos demorados
- Dispositivos leves, portáteis e de fácil utilização
- Durabilidade elevada, com materiais técnicos de alto desempenho

POSICIONADORES

ALMOFADAS DE POSICIONAMENTO

Indicado para utilizadores em contexto clínico ou domiciliário que necessitam de conforto prolongado e alívio de pressão, especialmente quando permanecem imobilizados por longos períodos.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Espuma viscoelástica Conformix® que se molda à anatomia

Alívio eficaz da pressão em zonas críticas como ombros, costas, ancas e membros inferiores

Revestimento técnico em tela hospitalar, resistente e fácil de higienizar

Previne úlceras por pressão e reduz desconfortos da imobilidade

Forra Flexsilk Branco ou Azul fechada

VANTAGENS

Conforto terapêutico em situações de permanência prolongada

Prevenção de feridas de pressão e pontos de dor

Materiais de alta durabilidade e conformidade hospitalar

Ideal para hospitais, unidades de cuidados continuados, lares e uso domiciliário

TOALHETES

TOALHETE DESCARTÁVEL DE ESPUMA

Indicado para a higiene diária de doentes acamados ou com mobilidade reduzida, facilitando a limpeza da pele de forma prática, confortável e segura.

Medida standard: 250x170x4mm | 250x170x5mm



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Toalhetes descartáveis em espuma suave e absorvente
Certificação OEKO-TEX® Classe I – seguros para peles sensíveis
Podem ser utilizados húmidos ou secos, conforme a necessidade
Elevada capacidade de absorção e toque macio

VANTAGENS

Higiene eficiente e confortável, mesmo em contextos exigentes
Dermatologicamente seguros, ideais para uso frequente
Alternativa prática e económica aos métodos convencionais
Descartáveis, reduzem o risco de contaminação cruzada

Fabricado por:
Flex2000 - Produtos Flexíveis, SA
Morada (sede / Serv. Administrativos e
Instalações Industriais):
Rua Eng. Ferreira Dias, 389
Zona Industrial de Ovar - Fase III
3880-327 Ovar - Portugal

Telf.: +351 256 581 940
Fax: +351 256 581 960
E-mail: comercial_flex2000@flex2000.pt
GPS: 40°52'53.95" N; 8°37'59.37" W
www.mediflex.pt



